

C4

Turbidimetry



شرکت دلتا درمان پارت
سیستم های آزمایشگاهی و مواد مصرفی



کدفرم: PI028

بازنگری: 02

مقدمه:

سیستم کمپلمان یک سیستم آبخاری تجزیه پروتئین با شرکت حداقل ۲۰ پروتئین پلاسما و چندین نوع از پروتئین های رسپتور است، که فعالیت باکتری ها را مختل کرده و از رسوب کمپلکس های آنتی ژن-آنتی بادی جلوگیری می کند. فعالیت این سیستم به علت مصرف پروتئین های واکنش دهنده باعث کاهش غلظت C3 و C4 می گردد. سیستم آبخاری کمپلمان از طریق ۲ مسیر متفاوت فعال می شود:

مسیر Classic به وسیله ایمونوکمپلکس ها یا آنتی بادی های متصل شده به باکتری یا ویروس فعال می شود. فعالیت سیستم آبخاری از اتصال قسمت C1q کمپلمان C1 به FC آنتی بادی ها آغاز می شود که این کمپلکس با تجزیه C4، C3 را فعال می سازد.

مسیر alternative به صورت مستقل از آنتی بادی ها و توسط میکرو ارگانیسم ها، پلی ساکارید ها، تجزیه خود به خودی C3 و یا تجمع از ایمونوگلوبولین ها فعال می شود و نیازی به پروتئین C4 ندارد.

از آنجا که C3 در هر دو مسیر مشترک است، کاهش غلظت آن حاکی از فعالیت عمومی سیستم کمپلمان است. کاهش میزان C3 در بیماری های عفونی و التهابی خصوصاً در بیماری گلودولونفریت و لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) دیده می شود.

بر اساس نوع مسیر فعال شده، غلظت C4 ممکن است کاهش یابد یا در محدوده نرمال باقی بماند. کاهش مقادیر C4 به تنهایی ممکن است در ادما آنژیونوروتیک ارثی یا اکتسابی رخ دهد. البته در ادما آنژیونوروتیک ارثی کاهش هر دو فاکتور کمپلمان (C3 و C4) گزارش شده است.

C3 مانند C4 یکی از پروتئین های فاز حاد است و افزایش آن در طی پروسه های التهابی ممکن است مصرف فزاینده (افزایش یافته) آن را مخفی نماید.

روش:

توریدولانکس تقویت شده برای اندازه گیری فتومتریک

اساس آزمایش:

در این آزمایش غلظت C4 توسط اندازه گیری فتومتریک واکنش بین آنتی بادی های حساس شده بر علیه C4 انسانی موجود در کیت و آنتی ژن C4 موجود در سرم تعیین می گردد.

محتویات و مقادیر معرف:

R1	Tris buffer	pH	20
	PEG 8000	8.3	mmol/l
	Sodium azide		0.95 g/l
R2	Goat serum, anti-human C4	pH	14
	Sodium azide	7.5	mmol/l
			0.95 g/l

شرایط نگهداری و پایداری محلول ها:

محلول معرف بصورت آماده مصرف می باشد.

توجه: از فریز نمودن و قرار دادن محلول ها در مجاورت نور خودداری شود.

هشدارها:

از بلعیدن و تماس مستقیم محلول ها با دهان و دست و چشم ها خودداری شود و در صورت تماس بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

کلیه موارد ایمنی معمول در آزمایشگاه در هنگام کار با محلول ها رعایت گردد.

بهداشت و ایمنی دفع مواد زائد:

بر طبق قوانین تدوین شده وزارت بهداشت عمل شود.

لوازم و مواد مورد نیاز:

تجهیزات معمول آزمایشگاه پزشکی

سرم فیزیولوژی (محلول NaCl با غلظت ۹ گرم در لیتر)

کالیبراتور و کنترل ها:

جهت کالیبر و کنترل، میتوانید از کالیبراتور پروتئین و کنترل های شرکت دلتا درمان پارت استفاده نمایید.

نمونه ها:

سرم، پلاسما همراه با EDTA یا هپارین

نمونه های دارای رسوب را قبل از آزمایش سانتریفوژ نمایید.

از آلوده شدن نمونه ها جلوگیری شود.

روش انجام آزمایش به صورت دستی:

طول موج: ۳۴۰ نانومتر

قطر کووت: یک سانتیمتر

دما: ۳۷ درجه سانتیگراد

اندازه گیری: فتومتر با بلانک آب مقطر روی صفر تنظیم شود.

نمونه یا کالیبراتور	بلانک
آب مقطر	۲۰ میکرولیتر
نمونه یا استاندارد	-
۲۰ میکرولیتر	
محلول شماره ۱	۸۰۰ میکرولیتر
۸۰۰ میکرولیتر	
پس از مخلوط نمودن به مدت ۵ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه نموده، جذب نوری اولیه کالیبراتور و نمونه ها را اندازه گیری نمایید و سپس محلول شماره دو را به ترتیب زیر اضافه نمایید.	
محلول شماره ۲	۲۰۰ میکرولیتر
۲۰۰ میکرولیتر	
دقیقاً پس از ۵ دقیقه انکوباسیون مجدد در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد جذب نوری ثانویه را در برابر شاهد اندازه گیری نمایید.	

ایمیل: info@delta-dp.ir
وبسایت: www.delta-dp.ir
واتس آپ: 0921-2265120

دفتر مرکزی: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۱۳، طبقه پنجم
تلفن: ۸۸۸۵۶۴۱۰-۸۸۸۵۶۳۸۵-۸۸۷۷۰۶۵۸-۸۸۷۷۳۶۶۰-۸۸۷۷۵۶۵۶
فکس: ۸۸۸۵۶۴۰۳
کارخانه: تهران، اتوبان رجایی، بعد از کهریزک، ۶۰ متری شور آباد، خیابان حمزه آباد
خیابان کشاورز، کوچه عطر سیب، پلاک ۵

متعلق به شرکت دلتا درمان پارت می باشد.



کلیه حقوق مالکیت علایم تجاری

C4

Turbidimetry



شرکت دلتا درمان پارت
سیستم های آزمایشگاهی و مواد مصرفی



کدفرم: PI028

بازنگری: 02

مقایسه روش ها:

در مقایسه انجام شده جهت ارزیابی کیت C4 شرکت دلتا درمان پارت (Y) با یکی از متداول ترین کیت های C4 (X) بر روی 40 نمونه بیمار نتیجه زیر بدست آمد.

$$Y = 1.0095 (X) - 0.5194 \text{ mg/dl}$$
$$r = 0.9986$$

دامنه مرجع: (۱)

10 – 40 mg/dl	بالغین
---------------	--------

مآخذ:

1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Philadelphia, 483, 1983.
2. Yang Y et al. Curr Dir Autoimmun 2004; 7: 98-132.
3. Borque L et al. Clin Biochem 1983; 16: 330-333.
4. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.
5. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 517-520.
6. Young DS. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.

برای محاسبه تغییرات جذب نوری (ΔA)، جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله اول برای هر کووت را از جذب نوری اندازه گیری شده در مرحله دوم کسر نمایید. سپس تغییرات جذب نوری بدست آمده برای کالیبراتور های مختلف را در جدول لگاریتمی وارد نموده و بر اساس منحنی بدست آمده غلظت کنترل و نمونه ها را تعیین نمایید.

جهت دریافت روش انجام تست به صورت دستگاهی با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید .

محدوده اندازه گیری:

این کیت جهت اندازه گیری C4 در محدوده ۵ تا ۹۰ میلی گرم در دسی لیتر طراحی شده و در مواردی که مقدار C4 بیش از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد باید نمونه به نسبت ۱ به علاوه ۱ با سرم فیزیولوژی رقیق و جواب آزمایش در عدد ۲ ضرب شود.

عوامل مداخله گر:

بیلی روبین تا غلظت ۳۰ میلی گرم در دسی لیتر باعث تداخل در آزمایش نمی شود. هموگلوبین حتی با غلظت های پایین نیز باعث تداخل در آزمایش می شود. توجه: لطفاً از به کار بردن نمونه های همولیز شده جداً خودداری شود.

دقت (در ۳۷ درجه سانتیگراد):

Intra-assay precision n=50	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Sample 1	8.42	0.28	3.33
Sample 2	17.54	0.49	2.79
Sample 3	34.11	0.68	1.98

Inter-assay precision n=50	Mean (mg/dl)	SD (mg/dl)	CV (%)
Sample 1	8.44	0.29	3.48
Sample 2	17.49	0.51	2.89
Sample 3	34.02	0.71	2.08

ایمیل: info@delta-dp.ir
وبسایت: www.delta-dp.ir
واتس آپ: 0921-2265120

دفتر مرکزی: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان سی و پنجم، پلاک ۱۳، طبقه پنجم
تلفن: ۸۸۸۵۶۴۱۰ - ۸۸۸۵۶۳۸۵ - ۸۸۷۷۰۶۵۸ - ۸۸۷۷۳۶۶۰ - ۸۸۷۷۵۶۵۶
فکس: ۸۸۸۵۶۴۰۳
کارخانه: تهران، اتوبان رجایی، بعد از کهریزک، ۶۰ متری شور آباد، خیابان حمزه آباد
خیابان کشاورز، کوچه عطر سیب، پلاک ۵

متعلق به شرکت دلتا درمان پارت می باشد.



کلیه حقوق مالکیت علایم تجاری